

Staw łokciowy

Wykonujemy przynajmniej 3 projekcje - AP, bocznej w lekkim zgięciu oraz bocznym w pełnym zgięciu. Dodatkowe projekcje mogą obejmować lekkie skośne ułożenia kończyny.

Zwierzę kładziemy na kończynie, która ma być zobrazowana odchylając drugą tak by nie przysłaniała badanych odcinków kończyny badanej.

Zdjęcie AP stawu łokciowego

Staw łokciowy AP - koniec guza łokciowego pokrywa się z przyśrodkową powierzchnią kości na wysokości nadkłykcia przyśrodkowego dobrze uwidoczny jest wówczas wyrostek dziobiasty przyśrodkowy
Promień centralny kierujemy na szparę stawową



Zdjęcie boczne w lekkim zgięciu

Uwidaczniamy dogłową powierzchnię nadkłykci kość ramiennej, dogłową powierzchnię kośćca bliższego kość promieniowej, powierzchnie stawowe stawu łokciowego



Pozycje boczne stawu łokciowego

Pełne zgięcie stawu łokciowego uwidacznia doogonową powierzchnie boczka kość ramiennej oraz pozwala dokładnie zobrazować wyrostek łokciowy dodatkowy.

